

# Accesorios

## Batería Universal Recargable AD-1682

Nuevo!!!  
Nuevo!!!

### La batería recargable que lo hace todo!

La batería recargable AD-1682 es una solución para virtualmente todos los equipos de la línea de AND. Fabricada especial y exclusivamente para balanzas AND, este accesorio de fácil uso e instalación, puede suministrar la energía necesaria de manera instantánea. Trabaja desde el lugar más remoto; alimentando a su báscula o balanza, o simplemente para tener una alimentación de mejor calidad que la línea normal, *ideal para cualquier aplicación*. El AD-1682 es la respuesta que estaba buscando. El AD-1682 se recarga automáticamente mientras sigue alimentando a su báscula o balanza.

**Esto es flexibilidad!**



### Características

- Trabaja con los siguientes equipos:
  - Balanzas:**
    - Balanzas: HX, GX, GF, HG y HF-G
    - Analíticas: GR, HM y HR
    - Industriales: FP, HP y GP
    - Compactas: EK-G, EK-H y EW-G
  - Básculas:**
    - Contadoras: HC y HD
- **Fácil de usar** y sin conexiones especiales
- **Alimente a cualquier equipo** de AND que desee
- **Cuatro flexibles modos de operación**
  - Carga
  - Carga y alimentación
  - Alimentación (a balanza)
  - Espera (Standby)
- **Ciclos Flexibles de Operación** alimente su báscula hasta por 50 horas continuas dependiendo de la energía requerida por la balanza o báscula usada..

### Especificaciones:

AD-1682					
Peso Neto	1.1 kg / 0.045 lb				
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 40°C				
Tiempo de carga	Aproximadamente 15 horas para cargarse de 0 a 100%				
Tipo de Batería	Ni-MH				
Dimensiones	57 (alto) x 96 (ancho) x 124 (profundo) mm				
Temperatura de operación	5°C~40°C / 41°F~104°F (humedad relativa menor al 85% sin condensación)				
Alimentación	Adaptador AC				
Horas de operación	4 hrs con: HX	7 hrs con: FC, FP, GF, GR, GX, HM, HP y GP	14 hrs con: ET, HF, y HR	24 hrs con: EK-G, EK-H y EW-G	50 hrs con: HC y HD

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

[www.andweighing.com](http://www.andweighing.com)



**AND**  
A&D WEIGHING  
...Clearly a Better Value

1555 McCandless Drive  
Milpitas, CA 95035, USA  
Toll Free: (800) 726-7099  
Phone: (408) 263-5333  
Fax: (408) 263-0119