


Serie EK-G y EW-G

BALANZAS COMPACTAS

**Hasta 20,000
Divisiones !**



Compacta y
Ligera

Calibración totalmente
digital

Paquete de baterías
recargables opcionales

Varias unidades de medida:
Gramos, Onzas, Libras,
Quilates, Pennyweight, Onzas
Troy, Grain, Tael y Momme.

Además de :
Cálculo de porcentajes,
Conteo de piezas y
Pesaje de animales

Características

- **Diseño moderno, compacto** y con electrónica de vanguardia.
- **Comparador de peso** con salida opcional de relevadores (Hi / Ok / Lo).
- **Cálculo de porcentajes** y conteo de piezas.
- **9 Unidades de medida**
- **Posibilidad de tecla de cero** remota
- **Paquete de baterías recargables** NiCd, para operación portátil o en áreas sin suministro eléctrico (opcional).
- **Gancho para pesar por debajo** de la balanza, ideal para determinación de densidades, pesaje de productos magnéticos o de gran volumen (solo para EK-600G y EK-12KG)
- **Pantalla** de cristal líquido (LCD)

- **Interfase serie RS-232C** para comunicación con PC's, impresión de datos u otro periférico (opcional).

Amplio rango de capacidades y resoluciones:

Modelo	Capacidad	Resolución	Tamaño del plato
EK-120G	120g	0.01g	Ø110mm
EK-200G	200g	0.01g	Ø110mm
EK-600G	600g	0.1 g	133x170mm
EK-1200G	1200g	0.1 g	133x170mm
EK-2000G	2000g	0.1g	133x170mm
EK-6000G	6000g	1g	133x170mm
EK-12KG	12000g	1g	133x170mm
EW-60G	60g	0.02g	Ø110 mm
EW-300G	300g	0.1g	133x170mm
EW-600G	600g	0.2g	133x170mm
EW-3000G	3000g	1g	133x170mm

A&D
A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value



Especificaciones Técnicas

	EK-120G	EK-200G	EK-600G	EK-1200G	EK-2000G
Gramos (g)	120 x 0.01	200 x 0.01	600 x 0.1	1200 x 0.1	2000 x 0.1
Onzas (oz)	4.2330 x 0.0005	7.0550 x 0.0005	21.165 x 0.005	42.330 x 0.005	70.550 x 0.005
Libras (lb)	0.26455 x 0.00005	0.44090 x 0.00005	1.3230 x 0.0005	2.6455 x 0.0005	4.4090 x 0.0005
Onza Troy (ozt)	3.8580 x 0.0005	6.4300 x 0.0005	19.290 x 0.005	38.580 x 0.005	64.300 x 0.005
Pennyweight (dwt)	77.16 x 0.01	128.60 x 0.01	385.8 x 0.1	77.16 x 0.01	1286.0 x 0.1
Quilate (ct)	600 x 0.05	1000 x 0.05	3000 x 0.5	600 x 0.05	10000 x 0.5
Mommy (mm)	32 x 0.005	53.335 x 0.005	160 x 0.05	32 x 0.005	533.35 x 0.05
Grain (GN)	1851.8 x 0.2	3086.4 x 0.2	9260 x 2	1851.8 x 0.2	30864 x 2
Resolución en cálculo de Porcentajes	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Linealidad	±0.01g	±0.01g	±0.1g	±0.1g	±0.1g
Repetitibilidad / Desviación Std.	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g
Tamaño del plato	φ110 mm / 4.3 pulg.		133 x 170 mm / 5.2 x 6.7 pulg.		
Peso (aprox)	810 g / 1.8 lb	810 g / 1.8 lb	1000 g / 2.2 lb	1000 g / 2.2 lb	1000 g / 2.2 lb
Masas / calib. (op)	100g	200g	600g	1kg	2kg

	EK-6000G	EK-12KG	EW-60G	EW-300G	EW-600G	EW-3000G
Gramos (g)	6000 x 1	12000 x 1	60 x 0.02	300 x 0.1	600 x 0.2	3000 x 1
Onzas (oz)	211.65 x 0.05	423.30 x 0.05	2.116 x 0.001	10.580 x 0.005	21.16 x 0.01	105.8 x 0.05
Libras (lb)	13.230 x 0.05	26.455 x 0.005	0.13230 x 0.00005	0.6615 x 0.0002	1.3230 x 0.0005	6.615 x 0.002
Onza Troy (ozt)	192.90 x 0.05	385.80 x 0.05	1.929 x 0.001	9.645 x 0.005	19.29 x 0.01	96.45 x 0.05
Pennyweight (dwt)	3858 x 1	7716 x 1	38.58 x 0.02	192.9 x 0.1	385.8 x 0.2	1929 x 1
Quilate (ct)	30000 x 5	60000 x 5	300 x 0.1	1500 x 0.5	3000 x 1	15000 x 5
Mommy (mm)	1600 x 0.5	3200 x 0.5	16 x 0.01	80 x 0.05	160 x 0.1	800 x 0.5
Grain (GN)	92600 x 20	185180 x 20	926.0 x 0.5	4630 x 2	9260 x 5	46300 x 20
Resolución en cálculo de Porcentajes	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Linealidad	±1g	±1g	±0.02g	±0.1g	±0.2g	±1g
Repetitibilidad / Desviación Std.	1g	1g	0.02g	0.1g	0.2g	1g
Tamaño del plato	133 x 170 mm / 5.2 x 6.7 pulg.		φ110mm/4.3 pulg.	133 x 170 mm / 5.2 x 6.7 pulg.		
Peso (aprox)	1240g / 2.7lb	1300g / 2.9lb	810g / 1.8 lb	1000g / 2.2 lb	1000g / 2.2 lb	1240g / 2.7lb
Masas / calib. (op)	6kg	10kg	60g	300g	600g	3kg

Para todos los modelos	
Tiempo de estabilización	2 Segundos (típico)
Variación de sensibilidad	±20ppm/°C(10°C-30°C/50°F-86°F)
Actualización en pantalla	4 veces por segundo
Dimensiones físicas mm	190 (ancho) x 218 (profundo) x 66 (alto)
Dimensiones físicas Pulg.	7.5 (ancho) x 8.6 (profundo) x 2.6 (alto)
Temperatura de operación	-10°C~40°C / 14°F~104°F humedad Relativa menor al 85%
Suministro de energía	100, 120, 220, 240 VAC 50/60Hz 9 horas de operación continua con el paquete opcional de batería
Accesorios estándar	Manual y adaptador AC

† Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Opciones:

- EKW-03G* ...Interfase serie (RS-232C / Lazo de Corriente)
- EKW -04G...Salida Comparador (Relevadores)
- EKW -05G...Interfase serie (Lazo de Corriente 20 mA)
- EKW -07G...Gancho inferior (solo EK-6000KG/EK-12KG)
- EKW -09G...Paquete de baterías recargables (NICd)

• Para ordenar la opción EKW-03 instalada, agregar una "-C" al final del modelo (Ej. EK-200G-C).

Accesorios:

- AD-8524B...Adaptador para teclado
- AD-8918Pantalla remota
- AD-100-2 Dispositivo anti- robo
- CC:101E.... Maletín
- AD-1191Impresora compacta
- AD-8118A...Impresor de rutina
- AD-8118B...Impresor universal
- AD-8121A...Impresor multi-funciones
- Masas de calibración

1555 McCandless Drive, Milpitas, CA 95035, USA

E-mail: scales@andweighing.com