

Serie UC (UC-321S)

BÁSCULAS PESA PERSONAS DE PRECISIÓN PARA ATLETAS, DOCTORES Y USO EN CASA

Portátil

10 veces más exacta que una báscula de baño convencional

3 años de garantía



Operación con un solo botón de pie

Pantalla de 2.5 cm (1")

Capacidades de:
350 lb x 0.14 lb
150 kg x 50g

Muy bajo perfil, solamente, 3.6 cm (1.4")

Funciona también sobre alfombra

Características

- **Función de Peso Objetivo** – calcula automáticamente la diferencia entre el peso deseado y el actual.
- **Índice de Masa Corporal** – calcula automáticamente el IMC (Body Mass Index) usando la relación peso - estatura.
- **Usa 4 baterías “AA”**– apagado automático
- **Los Modelos UC-321PS y UC-321PXS incluyen RS-232C** – conexión a computadora para captura de datos en aplicaciones de Windows.
- **Memoria para 31 pesadas** – calculando la diferencia entre el peso anterior y el actual. Almacena en memoria de hasta un mes de pesadas.
- **Sencilla, Segura y Exacta**
- **Puede pesar bebés o mascotas** – Pésese Ud. mismo, presione la tecla de control, tome en sus brazos al bebe o mascota y suba de nuevo a la báscula, le indicará únicamente el peso del bebe o de la mascota en sus brazos.

Modelos Disponibles:

Modelo	Capacidad y Resolución
UC-321S	350 lb x 0.1 lb
UC-321PS	350 lb x 0.1 lb, con interfase serie RS-232C
UC-321EXS	150 kg. x 50 g
UC-321PXS	150 kg. x 50 g, con interfase serie RS-232C

Especificaciones:

	UC-321S	UC-321PS	UC-321EXS	UC-321PXS
Capacidad	350 lb	350 lb	150 kg.	150 kg.
Resolución	0.1 lb	0.1 lb	50 g	50 g
Sensor	Celda de Carga			
Pantalla	Cristal Líquido LCD de 2.54 cm de altura			
Alimentación	Cuatro baterías alcalinas tipo 'AA'			
Duración de baterías	Aproximadamente. 2,000 pesadas			
Peso	Aproximadamente 2.2 kg. (4.85 lb)			
Dimensiones (ancho x largo x alto)	32 x 31.24 x 3.56 cm (12.6" x 12.3" x 1.4")			
Auto Apagado	5 segundos sin uso (los pesos en memoria se mantienen)			
Temperatura de Operación	10 – 35 °C (50 – 95 °F)			
Interfase serie RS-232C	No	Si	No	Si

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Acerca de A&D

A&D diseña y fabrica una línea completa de básculas y balanzas electrónicas, indicadores de peso y controladores para aplicaciones industriales y de laboratorio, así como monitores de presión arterial (baumanómetros) electrónicos para uso casero y profesional. Fundada en 1977, A&D es una compañía multinacional con operaciones en Asia, Australia, Europa y los Estados Unidos. Los productos de A&D se venden a través de una red de distribuidores independientes de equipo para pesar quienes ofrecen soporte y servicio local y a través de distribuidores de equipo para laboratorio.